



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,GZV](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,GZV)

## SAL/H/PLUS - Paslanmaz çelik antivibrasyon masası

WX-001-0155



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Konstrüksiyon

Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Load-bearing capacity	40 kg

#### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları	820×711×816 mm
Net ağırlık	61 kg
Brüt ağırlık	77 kg
Uzunluk	770 mm
En	680 mm
Yükseklik	815±10 mm

### İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi

Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
MYA 5Y Mikro Terazi  
XA 5Y Analitik Terazi

XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
XA 5Y.A Analitik Terazi  
AS 5Y Analitik Teraziler

XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

## Cihaz boyutları

SAL/H/PLUS

