



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,H5S

XA17-1 - Adaptateur pour calibrage de pipettes de série XA 5Y 17ml

WX-001-0454



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

L'adaptateur XA17-1 pour l'étalonnage des pipettes est conçu pour l'étalonnage et/ou le contrôle des pipettes à piston en utilisant la méthode gravimétrique sur les microbalances de la série XA. Capacité du récipient : 17 ml.

L'ensemble contient :

- plateau
- récipient de pesée
- navire rideau de vapeur
- couvercle en verre avec ouverture de distribution

Une partie intégrante de l'accessoire est un récipient à rideau de vapeur, qui augmente l'humidité relative dans la chambre, grâce à laquelle le processus d'évaporation du liquide pesé est arrêté lors de l'étalonnage/contrôle des pipettes à piston. Le plateau de pesée intégré permet de placer le plat au centre de la chambre de pesée. Le tout est enfermé dans un couvercle en verre avec une ouverture de distribution décentrée, ce qui facilite l'insertion de la pipette et réduit les rafales d'air.

Dimensions d'appareil L x P x H



MY11




XA11



A-A (1:1)

XA17



A-A (1:1)

XA100