



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HAV](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HAV)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E2
------------------------	----

#### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Masa	110 g
------	-------

Wartość nominalna	1 – 50 g
-------------------	----------

Ilość	8 szt
-------	-------