



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,HAW

Pesos botão, jogo (1 g - 10 kg), estojo de plástico

OK-502-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML | E1 |
| Construção | |
| Material | aço inoxidável |
| Peso | 21 110 g |
| Valor nominal | 1 g – 10 kg |
| Quantidade | 17 pçs |

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis