



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,HAW

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 10 kg), Kunststoff-Etui

OK-502-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | E1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 21 110 g |
| Nominalwert | 1 g – 10 kg |
| Anzahl | 17 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel