



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HAW](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HAW)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-502-0011



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	21 110 g
Wartość nominalna	1 g – 10 kg
Ilość	17 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle