



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HCJ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HCJ)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 1 g

OP-403-0118



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle