



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,HCN

Pinzetta da 105 mm per pesi standard fino a 50 g

OA-101-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Parametri fisici	
Lunghezza	105 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
Pesi standard F2 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - trave
Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
Pesi standard F2 - asolata
Pesi standard M1 - lamina
Pesi standard F2 - lamina
Pesi standard F1 - cilindrici, set

Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza
Pesi standard E2 - lamina
Pesi standard E2 - cilindrici
Pesi standard F1 - lamina, set
Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
Pesi standard F2 - lamina, set
Pesi standard M1 - cilindrici
Pesi standard E1 - lamina
Pesi standard E1 - cilindrici
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F1 - lamina

Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F1 - cilindrici

Pesi standard F2 -

Filo di acciaio inossidabile, set

Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set

Pesi standard M1 - lamina, set