



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HHN](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HHN)

# Wzorzec masy klasy F1 - drut stalowy 200 mg

OP-203-0073



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle