



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,HHO](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,HHO)

## Kabel PT0454

WX-013-0240



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Kabel PT0454 wird für den Anschluss der 5Y, CY10-Waage an einen Kommunikationsmodul IM02.1 Media Box. Die Standardlänge beträgt 0,6 m.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
MediaBox  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Waagen CY10 für FPVO  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Analysenwaage XA 5Y.A

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Präzisionswaage CY10  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Mikrowaage MYA 5Y  
Analysenwaage XA 5Y  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S