

## Kabel PT0454

WX-013-0240





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

Das Kabel PT0454 wird für den Anschluss der 5Y, CY10-Waage an einen Kommunikationsmodul IM02.1 Media Box. Die Standardlänge beträgt 0,6 m.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P MediaBox Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P Präzisionswaage 5Y.PM Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Mikrowaage XA 5Y.M.A Waagen CY10 für FPVO Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10 Analysenwaage XA 5Y.A Ultra-Mikrowaage UYA 5Y Präzisionswaage CY10 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F Mikrowaage MYA 5Y Analysenwaage XA 5Y Feuchtebestimmer PMV 5Y Mikrowaage XA 5Y.M Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S