



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,HHO

Kabel PT0454



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0454 wird für den Anschluss der 5Y, CY10-Waage an einen Kommunikationsmodul IM02.1 Media Box. Die Standardlänge beträgt 0,6 m.

Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Waagen CY10 für FPVO
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Analysenwaage XA 5Y.A

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Präzisionswaage CY10
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Mikrowaage MYA 5Y
Analysenwaage XA 5Y
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S