



More information on the website
[mirror.radwag.com/es/info,w1,HHO](https://www.mirror.radwag.com/es/info,w1,HHO)

Cable PT0454

WX-013-0240



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El cable PT0454 se utiliza para conectar una balanza de la serie 5Y, CY10 un Módulo de comunicación IM02.1 Media Box. Su longitud estándar es de 0,6 m.

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Balanza de precisión 5Y.PM
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanzas CY10 para CCE
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Balanza analítica XA 5Y.A

Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Balanza de precisión CY10
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Microbalanza MYA 5Y
Balanza analítica XA 5Y
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Microbalanza XA 5Y.M
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S