



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,HHO

Câble PT0454

WX-013-0240



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0454 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y, CY10 un Module de communication IM02.1 Media Box. Sa longueur standard est de 0,6 m.

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Balance de précision 5Y.PM
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Microbalance XA 5Y.M.A
Balances CY10 pour CPP
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Balance analytique XA 5Y.A

Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balance de précision CY10
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Microbalance MYA 5Y
Balance analytique XA 5Y
Dessiccateur PMV 5Y
Microbalance XA 5Y.M
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S