



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,HHO](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,HHO)

## Cavo PT0454

WX-013-0240



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo PT0454 serve per collegare la bilancia serie 5Y, CY10 unModulo di comunicazione IM02.1 Media Box. La sua lunghezza standard è di 0,6 m.

### Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
MediaBox  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Bilancia di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Microbilancia XA 5Y.M.A  
Bilance CY10 per controllo CPC  
Terminale di pesata PUE CY10  
Bilancia multifunzione CY10  
Bilancia analitica XA 5Y.A

UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Bilancia di precisione CY10  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Microbilancia MYA 5Y  
Bilancia analitica XA 5Y  
Termobilancia PMV 5Y  
Microbilancia XA 5Y.M  
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S