



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,HHO

Cavo PT0454



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo PT0454 serve per collegare la bilancia serie 5Y, CY10 unModulo di comunicazione IM02.1 Media Box. La sua lunghezza standard è di 0,6 m.

Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilancia di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilance CY10 per controllo CPC
Terminale di pesata PUE CY10
Bilancia multifunzione CY10
Bilancia analitica XA 5Y.A

UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Bilancia di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Microbilancia MYA 5Y
Bilancia analitica XA 5Y
Termobilancia PMV 5Y
Microbilancia XA 5Y.M
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S