



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,HHO

Przewód PT0454

WX-013-0240



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód PT0454 służy do połączenia wagi serii 5Y, CY10 z modułem komunikacyjnym MediaBox IM02.1. Standardowa długość przewodu: 0,6 m.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
MediaBox
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Wagi CY10 do KTP
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga analityczna XA 5Y.A

Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Waga precyzyjna CY10
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y
Wagosuszarka PMV 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S