



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,HHO](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,HHO)

## PT0454 Cable

WX-013-0240



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

PT0454 kablosu, 5Y, CY10 serisi teraziyi Haberleşme Modülü bağlar IM02.1 Media Box. Standart uzunluğu 0,6 m'dir.

### İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MediaBox  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
5Y.PM Hassas Teraziler  
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi  
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
PUK için CY10 terazileri  
PUE CY10 tartım terminali  
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi  
XA 5Y.A Analitik Terazi

UYA 5Y Ultra mikro teraziler  
CY10 Hassas Teraziler  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
MYA 5Y Mikro Terazi  
XA 5Y Analitik Terazi  
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F  
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler