



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,HHO

PT0454 Cable

WX-013-0240



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

PT0454 kablosu, 5Y, CY10 serisi teraziyi Haberleşme Modülü bağlar IM02.1 Media Box. Standart uzunluğu 0,6 m'dir.

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MediaBox
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
5Y.PM Hassas Teraziler
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
PUK için CY10 terazileri
PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi
XA 5Y.A Analitik Terazi

UYA 5Y Ultra mikro teraziler
CY10 Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı
XA 5Y.M Mikro Teraziler
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler