



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HIL](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HIL)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 10 g

OP-103-0041



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	10 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle