



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,HJD

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie drewniane

OK-101-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Parametry metrologiczne | |
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 21 110 g |
| Wartość nominalna | 1 g – 10 kg |
| Ilość | 17 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle