



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,HNE](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,HNE)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 2 kg), caixa plástica

OK-402-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	6 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 2 kg
Quantidade	27 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis