



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HNE](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HNE)

# Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0076



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	6 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 2 kg
Ilość	27 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle