



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HOV](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HOV)

## Wzorce masy klasy F2, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-302-0022



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle