



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,HSS

Uchwyt laboratoryjny UL-03-1 (AS)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	110×102×56 mm
Masa netto	103 g
Masa brutto	145 g

Pasuje do

Waga analityczna AS X7
Wagi analityczne AS X2 PLUS

Waga analityczna AS 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS