



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HSS](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HSS)

## Uchwyt laboratoryjny UL-03-1 (AS)

WX-001-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	110×102×56 mm
Masa netto	103 g
Masa brutto	145 g

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7  
Wagi analityczne AS X2 PLUS

Waga analityczna AS 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS