



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HVK](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HVK)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 2 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML M1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 kg

## Pasuje do

Pędzle