



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,HVQ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,HVQ)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg – 500 g), Holz- Etui

OK-201-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 111,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 g
Anzahl	24 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel