



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,HVQ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,HVQ)

# Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de madera

OK-201-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	1 111,11 g
Valor nominal	1 mg - 500 g
Número	24 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos