



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,HVQ

Cylindrique, ensembles (1 mg - 500 g), boîte en bois

OK-201-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 1 111,11 g

Valeur nominale 1 mg - 500 g

Nombre 24 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux