



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,HVQ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,HVQ)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 500 g), boîte en bois

OK-201-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 g
Nombre	24 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux