



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,HVQ](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,HVQ)

## F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 500 g), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	1 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 500 g
Quantity	24 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar