




More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,HZ4

MICRO-KIT 2 - Le kit de poignées les balances analytiques (type Eppendorf)

WX-001-0466



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques

Élément du kit

3 plateaus, organisateur, couvercle en verre x2, base du couvercle x2, poids de lestage x3

Construction

Matière

Acier inoxydable, aluminium, verre

Nombre

3 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Balance analytique XA 5Y.A

Balance analytique XA 5Y