



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,HZR](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,HZR)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 g - 2 kg), caixa de madeira

OK-401-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	6 110 g
Valor nominal	1 g - 2 kg
Quantidade	15 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis