



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HZR](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HZR)

## Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-401-0076



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	6 110 g
Wartość nominalna	1 g – 2 kg
Ilość	15 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle