



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,HZR](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,HZR)

# M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 2 kg), tahta kutuda

OK-401-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	6 110 g
Nominal değer	1 g – 2 kg
Quantity	15 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar