



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,HZR](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,HZR)

# M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 2 kg), tahta kutuda

OK-401-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|               |            |
|---------------|------------|
| OIML sınıfı   | M1         |
| Ağırlık       | 6 110 g    |
| Nominal değer | 1 g – 2 kg |
| Quantity      | 15 adet    |

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar