



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,l26](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,l26)

# Prüfgewichte der F2 Klasse, Stahldraht, Set (1mg - 500 mg), Holz-Etui

OK-301-0025



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself