



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,l26](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,l26)

## Wzorce masy klasy F2, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 1,11 g          |
| Wartość nominalna       | 1 mg - 500 mg   |
| Ilość sztuk             | 12              |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle