



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,l26

Paslanmaz çelik tel, set (1 mg - 500 mg), tahta kutu

OK-301-0025



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1,11 g

Nominal değer 1 mg - 500 mg

Ağırlık miktarı 12

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar