



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,l4C

Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 10 kg), caixa plástica

OK-402-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

| | |
|---------------|--------------|
| Classe OIML | M1 |
| Peso | 21 111,11 g |
| Valor nominal | 1 mg – 10 kg |
| Quantidade | 29 pçs |

Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis