



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,l4C](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,l4C)

## Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte plastique

OK-402-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Masse	21 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 10 kg
Nombre	29 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux