



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,l81](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,l81)

## Chambre pour peser les filtres MYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

La chambre pour peser les filtres se caractérise par une étanchéité élevée. Le grand plateau ajouré permet de peser avec précision des filtres de différentes tailles ( $\varnothing 100$  max.). Il est fabriqué en acier inoxydable résistant aux produits chimiques, à la décoloration et aux rayures. Le système innovant du démontage de la chambre facilite son nettoyage. Le couvercle supérieur de la chambre a une ouverture vitrée, grâce à laquelle l'utilisateur a la possibilité de s'assurer que le filtre n'a pas changé de place lors de la fermeture de la chambre.

La chambre pour peser les filtres peut être appliquée dans la 'ultra-microbalance UYA 5Y et microbalance MYA 5Y après le démontage de la chambre de pesage traditionnelle. Lorsque vous commandez la chambre de pesage de filtres MYF, veuillez indiquer le numéro de série de votre balance. Le remplacement de la chambre standard par une chambre filtrante dédiée ne peut être effectué que par un service autorisé de RADWAG.

### Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Microbalance MYA 5Y

