



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,l81](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,l81)

## Camera per pesata filtra MYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

La camera per pesata filtri modello MYF è caratterizzata da un elevato livello di protezione dei campioni. Il piatto di pesata, forato, è di dimensioni elevate per garantire pesate accurate di filtri di varie dimensioni (fino a  $\varnothing 100$  mm). La camera è realizzata in acciaio inox ed è resistente agli agenti chimici, a danni da abrasione e mantiene nel tempo le sue caratteristiche. Il nuovo Sistema di smontaggio rapido facilita le operazioni di pulizia. Il coperchio superior è equipaggiato con un portellino di apertura in vetro permette all'operatore di controllare se il filtro rimane correttamente posizionato sul piatto di pesata.

Questo modello di camera può essere utilizzato sulle microbilance serie MYA 5Y e sulle ultra-microbilance UYA 5Y dopo aver smontato la camera standard. La sostituzione della camera standard con una camera filtro dedicata può essere effettuata solo da un servizio di assistenza autorizzato RADWAG.

### Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia

Microbilancia MYA 5Y