



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,I90

Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 200 kg - Servicekoffer

OP-304-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 200 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel