



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,l90

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytemi 200 kg - opakowanie serwisowe

OP-304-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 200 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle