



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,IC2](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,IC2)

# Cylindrique, ensembles (1 mg - 50 g), boîte en bois

OK-301-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux