



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,IC2](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,IC2)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 50 g), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	111,11 g
Nominal değer	1 mg – 50 g
Quantity	20 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar