



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ICB](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ICB)

# Silindirik ağırlık seti (1 g - 500 g), tahta kutuda

OK-101-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 110 g

Nominal değer 1 – 500 g

Quantity 12 adet