



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ICB](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ICB)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 500 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	1 110 g
Nominal değer	1 – 500 g
Quantity	12 adet